

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Sprtn Для Вестерн-Блота И Ифа — Q9H040

Артикул: CM0016549



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SPRTN (DVC1/Spartan) — ДНК-зависимой металлопротеазы, критически важной для репарации сшивок ДНК-белок и поддержания стабильности генома. Валидированы для Вестерн-блота и ИФА; детектируют белок с молекулярной массой 55 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPRTN Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	DVC1; PRO4323; spartan; C1orf124; SPRTN
Вид	Человек
ID гена	83932
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–240 человеческого SPRTN (NP_001010984.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H040
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодовой пакет