

Кроличья Поликлональная Антитело Против Spry2 Для Вб, Игк-П, Ифа — O43597

Артикул: CM0023422



введение

Кроличья поликлональная антитело против SPRY2, валидированная для Вестерн-блоттинга (ВБ), иммуногистохимии (ИГК-П) и ИФА. Реагирует с антителами человека и мыши. Подходит для изучения сигналинга FGF, развития и убиквитинирования EGFR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPRY2 Кроличья пАб
Примечания/алиасы	IGAN3; hSPRY2; SPRY2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10253
GeneID	10253
Иммуноген	Синтетический пептид [Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 белка SPRY2 человека (NP_005833.1)]
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43597
Молекулярная масса белка	35кДа
Доставка	Холодовой пакет