

Кроличья Поликлональная Антитело Против Spry3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - O43610

Артикул: CM0016484

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого SPRY3, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает гомолог белка sprouty 3, антагонист сигнального пути MAPK, участвующий в нейрогенезе и органогенезе. Подходит для исследований тканей мозга и сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPRY3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	spry-3; SPRY3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10251
ID гена	10251
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200 до С-конца человеческого SPRY3 (NP_005831.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43610
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом