


Поликлональные Антитела Против Anti-Spsb1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Bd6

Артикул: CM0015199



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SPSB1, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеческим, мышиным и крысиным белками. Нацелены на ключевой регулятор производства оксида азота и деградации, опосредованной убиквитином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPSB1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SSB1; SSB-1; SPSB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	80176
GeneID	80176
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-60 человеческого SPSB1 (NP_079382.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96BD6
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка-холодильник