


Кроличье Поликлональное Антитело Против Sptbn1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q01082

Артикул: CM0026569



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SPTBN1 (бета-II спектрин), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует человеческий и мышинный SPTBN1, ~275 кДа. Идеально для исследований цитоскелета и мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPTBN1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	ELF; SPTB2; DDISBA; HEL102; betaSpII; SPTBN1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6711
ID гена	6711
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2100-2200 человеческого SPTBN1 (NP_003119.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q01082
Молекулярная масса белка	275 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом