


Поликлональное Антитело К Sptlc1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15269

Артикул: CM0028890



введение

Поликлональное антитело кролика к SPTLC1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Обнаруживает SPTLC1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биосинтеза сфинголипидов и метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPTLC1 кроличья pAb
Примечания/Синонимы	HSN1; LBC1; LCB1; SPT1; SPTI; ALS27; HSN1; SPTLC1
Вид	Человек
GeneID	10558
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 37-310 человеческого SPTLC1 (NP_006406.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15269
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодовая упаковка