

Поликлональное Антитело Против Spz1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Vxg8

Артикул: CM0023611

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SPZ1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий и крысиный SPZ1, фактор транскрипции, участвующий в сперматогенезе. Идеально для исследований в репродуктивной биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPZ1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CILD38; NYD-TSP1; PPP1R148; SPZ1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84654
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-430 человеческого SPZ1 (NP_115956.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9VXG8
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом