

Поликлональные Антитела Anti-Sqle Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14534

Артикул: CM0020603



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческой скваленмонооксигеназы (SQLE) для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Валидированы для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма холестерина и заболеваний печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к SQLE
Примечания/алиасы	SQLE
Вид	Человек
ID гена (человек)	6713
ID гена	6713
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 300-400 человеческого SQLE (NP_003120.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14534
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Холодильный пакет