

Поликлональное Антитело Anti-Sqrdl Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y6N5

Артикул: CM0026197



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SQRDL (сульфид:убихинон оксидоредуктаза), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований митохондриального окисления сульфида.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SQRDL Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	SQR; SQRDL; CGI-44; PRO1975
Вид	Человек
ID гена	58472
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, соответствующий аминокислотам 211-450 человеческого SQRDL (NP_067022.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6N5
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	В сумке-холодильнике