


Кроличья Поликлональная Антитело К Sqs/Fdft1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P37268

Артикул: CM0025925



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого SQS/FDFT1 (свален-синтаза), валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований биосинтеза холестерина. Иммуноген: рекомбинантный белок (аа 1-260).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SQS/FDFT1 кроличья пАб
Примечания/псевдонимы	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2222
ID гена	2222
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого SQS/FDFT1 (NP_004453.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37268
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодовой пакет