

Кроличья Поликлональная Антитела Против Sqstm1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q64337

Артикул: CM0022823



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на SQSTM1/p62. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Детектируют SQSTM1 человека, мыши и крысы с ожидаемой полосой около 48 кДа. Идеальны для исследований аутофагии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против SQSTM1
Примечания/Синонимы	Osi, p62, A170, STAP, OSF-6, STONE14, SQSTM1
Вид	Мышь
ID гена	18412 (Мышь)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-350 белка SQSTM1 мыши (NP_035148.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q64337
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	В пакете со льдом