


Поликлональное Антитело Anti-Sqstm1/P62 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-Парафиновых Срезов (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q13501

Артикул: CM0025834



введение

Поликлональное антитело Anti-SQSTM1/p62 для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ-парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Распознает человеческий, мышинный, крысиный SQSTM1/p62 (48 кДа). Ключевой инструмент для исследований аутофагии, убиквитиновой сигнализации и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SQSTM1/p62
Примечания/Альтернативные названия	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8878
GeneID	8878
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-440 человеческого SQSTM1/p62 (NP_003891.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-парафиновые срезы (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13501
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	В пакете со льдом