

Поликлональное Антитело Против Sr-B2/LimpII Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q14108

Артикул: CM0016245



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SR-B2/LIMP2 (LIMP2/LGP85/CD36L2). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Подходит для исследований лизосомальных рецепторов и механизмов проникновения энтеровируса 71.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SR-B2/LIMP2 Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	AMRF, EPM4, LGP85, CD36L2, HLG85, LIMP-2, LIMP2, SR-B2, SR-B2/LIMP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	950
GeneID	950
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-380 человеческого SR-B2/LIMP2 (NP_005497.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14108
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом