

Кроличье Поликлональное Антитело Против Sr-Bi Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Wtv0

Артикул: CM0017764



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SR-BI (CLA1, CD36L1), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследования гомеостаза холестерина, проникновения вируса гепатита С и биологии скавенджер-рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SR-BI
Примечания/Альтернативные названия	CLA1; SRB1; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	949
GeneID	949
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого SR-BI (NP_005496.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WTV0
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом