

Кроличье Моноклональное Антитело Против Sr-Белкового Повтора Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - Q13247

Артикул: CM0012357



введение

Данное кроличье моноклональное антитело распознает SR-белковый повтор (SRSF6/SRP55) у человека, мыши и крысы. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, иммунопреципитации и ИФА. Молекулярная масса ~40 кДа. Подходит для исследований сплайсинга и изучения моделей заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против SR-белкового повтора
Примечания/Альтернативные названия	B52; SFRS6; SRP55; HEL-S-91; SR protein repeat
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6431
GeneID	6431
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 100-200 человеческого SR-белкового повтора (Q13247)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13247
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом