


Поликлональное Антитело Anti-Sra1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Hd15

Артикул: CM0021393



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-SRA1 для вестерн-блоттинга и ELISA. Нацелено на человеческий белок SRA1 (SRAP), коактиватор транскрипции, участвующий в регуляции стероидных рецепторов и опухолеобразовании. Перекрестно реагирует с белками человека и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к SRA1
Примечания/Альтернативные названия	SRA; SRAP; STRAA1; pp7684; SRA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10011
ID гена	10011
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка SRA1 (NP_001030312.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9HD15
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом