

Кроличья Поликлональная Антитело Против Src Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P12931

Артикул: CM0015708



введение

Это кроличье поликлональное антитело направлено против человеческого Src (c-Src, p60-Src) с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); поддерживает исследования сигнальных путей тирозинкиназ, клеточной адгезии и онкогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Src Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Src
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6714
ID гена	6714
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 410-536 человеческого Src (NP_005408.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12931
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом