

Поликлональное Антитело Против Srd5A1 Для Вб, Ифа - P18405

Артикул: CM0015001

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому SRD5A1, валидированное для Вестерн-блота (ВБ) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Идеально подходит для исследований андрогенной сигнализации, стероидного метаболизма и половой дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRD5A1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	S5AR 1; SRD5A1
Вид	Человек
ID гена	6715
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого SRD5A1 (NP_001038.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P18405
Молекулярная масса белка	29кДа
Доставка	Айс-пак