


Моноклональное Антитело Против Srd5A2 Для Wb И Elisa — P31213

Артикул: CM0003682



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на SRD5A2, валидировано для WB и ELISA. Обнаруживает SRD5A2 человека, мыши и крысы — ключевой фермент метаболизма андрогенов. Подходит для исследований биологии предстательной железы. P31213.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к SRD5A2
Вид	Человек
ID гена	6716 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого SRD5A2 (P31213).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31213
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодовой пакет