

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Srebf1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P36956

Артикул: CM0016375



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий SREBF1 (SREBP1), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для изучения биосинтеза холестерина, липидного гомеостаза и метаболической регуляции. Даёт перекрёстную реакцию с белками мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SREBF1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	HMD, IFAP2, SREBP1, bHLHd1, SREBF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6720
GeneID	6720
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200–310 человеческого SREBF1 (NP_004167.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P36956
Молекулярная масса белка	122 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом