


Кроличья Поликлональная Антитела Против Srebp2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q12772

Артикул: CM0015831



введение

Кроличьи поликлональные антитела SREBP2, нацеленные на человеческий белок, связывающий стерол-регуляторный элемент 2 (Q12772). Подходят для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Важный инструмент для изучения биосинтеза холестерина и путей метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против SREBP2 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6721
GeneID	6721
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 155-310 человеческого SREBF2 (NP_004590.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12772
Молекулярная масса белка	124 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом