

Анти-Srf Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - P11831

Артикул: CM0026216



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого SRF, валидированные для WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для исследований регуляции транскрипции и развития сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRF Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MCM1; SRF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6722
ID гена	6722
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 321-420 человеческого SRF (NP_003122.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11831
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом