

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Srfbp1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Nef9

Артикул: CM0027341

### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SRFBP1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для изучения сердечной транскрипции генов и процессинга SLC2A4.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb против SRFBP1                                                                                                        |
| Примечания/Алиасы         | P49; Rib1; BUD22; STRAP; p49/STRAP; SRFBP1                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| ID гена                   | 153443                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого SRFBP1 (NP_689759.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                              |
| SWISS                     | Q8NEF9                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 49 кДа                                                                                                                            |
| Доставка                  | В термосумке со льдом                                                                                                             |