

## Поликлональные Антитела Против Srgn Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P10124

Артикул: CM0013596

### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого SRGN, валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают как человеческий, так и мышинный серглицин. Подходят для исследований секреторных гранул, функций иммунных клеток и ингибирования минерализации костей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи pAb против SRGN                                                                                                           |
| Примечания/Псевдоним      | PPG; PRG; PRG1; SRGN                                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| GeneID                    | 5552                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-158 человеческого SRGN (NP_002718.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                      |
| SWISS                     | P10124                                                                                                                             |
| Молекулярный вес белка    | 18 кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                   |