

Поликлональные Антитела Против Srgn Для Вб, If-Р, Ифа - P10124

Артикул: CM0028082

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий SRGN (Серглицин). Подходит для ВБ, IF-Р, ИФА; перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально подходит для исследований апоптоза и секреторных гранул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRGN кроличьи пАб
Примечания/Алиасы	PPG; PRG; PRG1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5552
GeneID	5552
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 59-158 человеческого SRGN (NP_002718.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10124
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	С ледяным пакетом