

Поликлональное Антитело Кролика Против Sri Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P30626

Артикул: CM0030718



введение

Валидированное методом нокаута поликлональное антитело кролика против SRI (сорцина), сердечного кальций-связывающего белка. Подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA) с перекрестной реактивностью к белку человека, мыши и крысы. Идеально для исследований сопряжения возбуждения и сокращения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Поликлональное антитело кролика против SRI
Примечания / Альтернативные названия	SCN; V19; CP22; CP-22; RI
Вид	Человек
GeneID (человек)	6717
GeneID	6717
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-198 белка SRI человека (NP_003121.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30626
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом