

Поликлональные Антитела Против Srp14 Для Вб, Ифа - P37108

Артикул: CM0015595



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SRP14, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают SRP14 человека, мыши и крысы — компонент сигнальной распознающей частицы с молекулярной массой 15 кДа. Идеально подходит для изучения транслокации белков в эндоплазматическую сеть.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRP14 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	ALURBP; SRP14
Вид	Человек
GeneID	6727
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, соответствующий аминокислотным остаткам 1-136 человеческого SRP14 (NP_003125.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37108
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет