


Поликлональное Антитело Против Srp19 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P09132

Артикул: CM0030774



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на SRP19, компонент сигнальной частицы распознавания. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА с реактивностью в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований белкового трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRP19 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SRP19
Вид	Человек
ID гена	6728
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-144 человеческого SRP19 (NP_003126.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09132
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом