


Поликлональные Антитела Против Srp54 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P61011

Артикул: CM0025039



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SRP54, валидированные для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь. Идеально подходят для изучения SRP-зависимого транслоцирования белков и их направленного транспорта в ЭПР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRP54 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SCN8; SRP54
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6729
ID гена	6729
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 196-455 человеческого SRP54 (NP_001139754.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P61011
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом