

Анти-Srp54 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P61011

Артикул: CM0006951



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого SRP54 (P61011), валидированный для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. SRP54 — это субъединица сигнального распознающего частицы, участвующая в котрансляционном транспорте белков в ЭПР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRP54 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	SCN8; SRP54
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6729
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-504 человеческого SRP54 (P61011).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61011
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	Сумка-холодильник