


Поликлональное Антитело Против Srp72 Для Вб, Игк-П, Иф/Икк, Ифа — O76094

Артикул: CM0017139



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому SRP72, валидированное для ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Идеально подходит для изучения опосредованного SRP таргетинга белков в ЭПР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRP72 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Синонимы	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
Вид	Человек
ID гена (человек)	6731
ID гена	6731
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 440–544 человеческого SRP72 (NP_008878.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O76094
Молекулярная масса белка	75 кДа
Доставка	Ледяной пакет