


Поликлональные Антитела Против Srp9 Для Wb, If/Icc, Elisa - P49458

Артикул: CM0030997



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SRP9, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Распознают SRP9 человека и мыши — компонент сигнальной распознающей частицы, опосредующей таргетирование в эндоплазматическую сеть. Рекомбинантный иммуноген (aa 1-86).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRP9 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ALURBP; SRP9
Вид	Человек
GeneID (человек)	6726
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-86 SRP9 человека (NP_003124.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49458
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Хладоэлемент