


Моноклональное Анти-Srpk1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q96Sb4

Артикул: CM0010514



введение

Высококачественное кроличье моноклональное анти-SRPK1 антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Взаимодействует с человеческим, мышинным и крысиным SRPK1 (UniProt Q96SB4). Идеально подходит для исследований сплайсинга и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRPK1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	SFRSK1
Вид	Человек
ID гена	6732
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 291-390 человеческого SRPK1 (NP_003128.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96SB4
Молекулярный вес белка	74kDa/72kDa/92kDa
Доставка	В ледяном пакете