

Кроличья Поликлональная Антитело Против Srpк1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q96Sb4

Артикул: CM0025583



введение

Кроличье поликлональное антитело против SRPK1 (UniProt Q96SB4), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для изучения фосфорилирования SR-белков, регуляции сплайсинга и прогрессии клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против SRPK1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	SFRSK1; SRPK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6732
GeneID	6732
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 290-480 белка SRPK1 человека (NP_003128.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96SB4
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом