


Анти-Srp P78362

Артикул: CM0021376



Для Вестерн-Блоттинга И Ифа -

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого SRPK2 (SRSF протеин киназа 2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. SRPK2 регулирует сплайсинг мРНК, апоптоз и вирусную репликацию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRPK2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SFRSK2; SRPK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6733
GeneID	6733
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 420-520 человеческого SRPK2 (NP_872633.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78362
Молекулярный вес белка	78кДа
Доставка	Сумка со льдом