

Кроличья Поликлональная Антитело Против Srpr Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P08240

Артикул: CM0027180



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого SRPR (альфа-субъединица рецептора SRP), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реакция с человеком; иммуноген покрывает N-концевую область. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRPR Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DP; SRPR; Sralpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6734
GeneID	6734
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08240
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом