


Кроличья Поликлональная Антитело К Srprb Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q9Y5M8

Артикул: CM0015875



введение

Кроличья поликлональная антитело к SRPRB, валидированная для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Нацелена на бета-субъединицу рецептора частицы распознавания сигнала для исследований таргетирования белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRPRB кроличья пАб
Примечания/алиасы	APMCF1; SR-бета; SRPRB
Вид	Человек
ID гена (человек)	58477
ID гена	58477
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 57-271 человеческого SRPRB (NP_067026.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5M8
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Айс-пак