

Поликлональное Антитело Против Srpх Для Вестерн1. Блоттинга, Игх-П, Ифа - P78539

Артикул: CM0014832

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому SRPX, валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для изучения фагоцитоза, клеточной адгезии и сбрасывания дисков сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRPX Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DRS; ETX1; SRPX1; HEL-S-83p; SRPX
Вид	Человек
GeneID	8406
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-320 человеческого SRPX (NP_006298.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P78539
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом