


Поликлональное Антитело Против Srrm1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8Iyb3

Артикул: CM0029939



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка SRRM1 (SRm160), подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований сплайсинга РНК и сплайсосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRRM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	160-KD; POP101; SRM160; SRRM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10250
GeneID	10250
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого белка SRRM1 (NP_005830.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8IYB3
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом