

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Srrt Для Игх-П, Ифа - Q9Vxp5

Артикул: CM0028749



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к SRRT/ARS2 для иммуногистохимии парафиновых срезов (ИГХ-П) и иммуноферментного анализа (ИФА). Обнаруживают белок SRRT человека, мыши и крысы (101 кДа, Q9VXP5). Необходимый инструмент для исследования процессинга микроРНК, прогрессии клеточного цикла и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к SRRT
Примечания/Синонимы	ARS2, ASR2, serrate, SRRT
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	51593
ID гена	51593
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 623-872 SRRT человека (NP_001122325.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9VXP5
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом