


Моноклональное Антитело Anti-Srsf1/Sf2/Asf Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q07955

Артикул: CM0009576



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против SRSF1 (SF2/ASF), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Распознает человеческий, мышиный и крысиный SRSF1. Идеально подходит для исследований сплайсинга, разработки диагностических средств и изучения биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRSF1/SF2/ASF Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6426
ID гена	6426
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого SRSF1/SF2/ASF (NP_008855.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07955
Молекулярный вес белка	28kDa
Доставка	Сум ледяная