


Анти-Srsf1/Sf2/Asf Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q07955

Артикул: CM0023045



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого белка SRSF1/SF2/ASF (SF2, ASF), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с эндогенным белком мыши и крысы. Подходят для исследований альтернативного сплайсинга и процессинга мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRSF1/SF2/ASF кроличьи пАт
Примечания/Псевдонимы	ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6426
ID гена	6426
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-248 человеческого SRSF1/SF2/ASF (NP_008855.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07955
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом