


Кроличья Поликлональная Антитела Против Srsf2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-П, Ифа - Q01130

Артикул: CM0029531



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий фактор сплайсинга SRSF2 для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Необходимы для исследований пре-мРНК сплайсинга и диагностических применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRSF2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	SC35; PR264; SC-35; SFRS2; SFRS2A; SRp30b; SRSF2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6427
ID гена	6427
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка SRSF2 (NP_001182356.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01130
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом