


Моноклональные Антитела Против Srsf3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P84103

Артикул: CM0006265



введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела, направленные на SRSF3, фактор сплайсинга, богатый серином/аргинином, участвующий в альтернативном сплайсинге мРНК и ядерном экспорте. Валидированы для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRSF3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	SFRS3; SRP20; SRSF3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6428
ID гена	6428
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SRSF3 (P84103)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P84103
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом