


Кроличыи Поликлональные Антитела К Srsf3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84103

Артикул: CM0030262



введение

Кроличыи поликлональные антитела к SRSF3 (SRp20), валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознают белки человека, мыши и крысы. Подходят для исследований сплайсинга и экспорта мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к SRSF3
Примечания/Синонимы	SFRS3; SRp20; SRSF3
Вид	Человек
GeneID (человек)	6428
GeneID	6428
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 SRSF3 человека (NP_003008.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P84103
Молекулярная масса белка	19 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом