

Поликлональные Антитела Против Srsf4 Для Вб, Ифа - Q08170

Артикул: CM0029376

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SRSF4 (SFRS4/SRP75, 57 кДа), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеально подходят для исследований сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRSF4 кроличьи пкАт
Примечания/алиасы	SFRS4; SRP75; SRSF4
Вид	Человек
GeneID (человек)	6429
GeneID	6429
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-180 человеческого SRSF4 (NP_005617.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q08170
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Хладоэлемент