

Кроличья Поликлональная Антитела Против Srsf6 (Srp55) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13247

Артикул: CM0017936



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого SRSF6 (SRp55), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают эндогенный SRSF6 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против SRSF6
Примечания/Альтернативные названия	B52; SFR56; SRP55; HEL-S-91; SRSF6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6431
ID гена	6431
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SRSF6 (NP_006266.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13247
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом