

Анти-Srsf8 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга - Q9Brl6

Артикул: CM0021747



введение

Поликлональные кроличьи антитела против SRSF8, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышью. Нацелены на человеческий фактор сплайсинга, богатый серином/аргинином 8, участвующий в альтернативном сплайсинге пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRSF8 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DSM-1; SRP46; SFRS2B; SRSF8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10929
ID гена	10929
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9BRL6
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом