


## Моноклональное Антитело Anti-Ssca1/Serpinb3 Для Wb, If/Icc, Elisa — P29508

Артикул: CM0007760



### введение

Моноклональное антитело к человеческому Serpin B3/SCCA-1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований рака и апоптоза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к SSCA1/SerpinB3                                                                                          |
| Примечания/синонимы       | SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                    |
| Идентификатор гена        | 6317 (человек)                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-390 человеческого SSCA1/SerpinB3 (NP_008850.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                       |
| SWISS                     | P29508                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 45 кДа                                                                                                                                     |
| Условия доставки          | Пакет со льдом                                                                                                                             |