

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ssna1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O43805

Артикул: CM0013671

введение

Кроличьи поликлональные антитела против SSNA1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; реагируют с белком человека, мыши, крысы. Нацелены на фактор нуклеации микротрубочек, участвующий в ветвлении аксонов, делении клеток и стабильности микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SSNA1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	N14; NA14; NA-14; SSNA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8636
GeneID	8636
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-119 белка SSNA1 человека (NP_003722.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43805
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом